

## ご注意

こちらは、

- ・ USB カメラ撮影&計測プログラム **ARU3-K シリーズ** / **ARU3-S シリーズ**

および

- ・ 二次元計測プログラム **ARU3-MP** の 3 シリーズ専用 の、アップデータです。

すでに、上記いずれかのシリーズをご購入いただいており、各プログラムをインストール済みの方専用のアップデータとなりますので、新規のインストールにはお使いいただけません。

こちらの「update.exe」を実行していただくと、すでにお使いの校正値や環境設定の値を削除することなく、プログラムを最新版の Ver1.3 にアップグレードしていただけます。

お使いの PC が 64bitOS の場合は、64bit フォルダ内にある「update.exe」を、32bitOS の場合は、32bit フォルダ内にある「update.exe」を、管理者権限により、実行してください。

もし、新規のインストールがお済みでない方は、納入時の CD-ROM より、旧バージョンの「USB カメラ撮影 & 計測プログラム」をインストールいただいたうえで、必要な場合は、こちらのアップデータを実行してください。

なお、今お使いのプログラムが AUSB3 シリーズの方は、別モデルのため、このプログラムはお使いいただけませんので、絶対に実行なさらないようご注意ください。

### ◎ 今お使いのプログラムのバージョンを確認する方法

「USB カメラ撮影&計測プログラム」を立ち上げて、ソフト名が表示されているタイトルバー上で右クリック後、「バージョン情報」を選択してください。

その後表示されるバージョン情報で、Ver1.3 と表示されていれば、21 年 4 月時点での最新バージョンですので、こちらのアップデートを実行して頂く必要はありません。

Ver1.0, Ver1.1, Ver1.2 と表示された方は、こちらのアップデータを実行してください。

この「バージョン情報」ウィンドウ自体が表示されないソフトウェアは、こちらのアップデータの対象製品ではございませんので、絶対に実行なさらないようご注意ください。

