


製品名	① モニター一体型フルHDデジタルカメラ	② 200万画素フルHDデジタルカメラ	③ Cマウント4Kデジタルカメラ
製品型番	AR-YW5612	AR-YW3630	AR-YW5109P
価格(税抜)	180,000 円	120,000 円	168,000 円
特徴	ディスプレイ一体型(注1)	高画質	4K 対応, 三脚ネジ穴付き
イメージセンサ	1/2.8 インチ CMOS	1/2 インチ CMOS	1/1.8 インチ CMOS
画素サイズ	2×2μm	3.75×3.75μm	1.85×1.85μm
有効画素数	2,592×1,944	1,920×1,080	3,840×2,160
フレームレート	30 fps	60 fps	60 fps
カメラマウント	C マウント	C マウント	C マウント
液晶ディスプレイ	11.6 インチ 1080p	—	—
電気倍率	約 48 倍(注2)	—	—
記録メディア	USB メモリー	USB メモリー	USB メモリー もしくは microSDHC カード (Class10 まで 最大 32GB)
おもな機能	・露出: 手動調整 / オート ・ホワイトバランス: 手動調整 / オート ・色味調整 ・デジタル 10 倍ズーム ・画像左右 / 垂直反転 ・グレー表示 ・HDR 撮影 ・画像フリーズ ・静止画 / 動画撮影 ・ライン表示(縦横方向各 8 本、中央十字線、表示パターン 8 種を登録可能) ※ UVC 出力機能のあるカメラ(AR-YW3630/AR-YW5109P)での UVC 出力時、これらの本体機能はお使いいただけません。		
画像保存形式	<input type="checkbox"/> 静止画保存 → BMP/JPEG 選択可 2,592×1,944 <input type="checkbox"/> 計測機能内キャプチャの静止画保存 → BMP/JPEG 1,920×1080 <input type="checkbox"/> 動画保存 → MP4 1,920×1,080 30fps ※ソフトウェアバージョン YW5612P_3.0 時の仕様	<input type="checkbox"/> 静止画保存 → BMP/JPEG 選択可 1,920×1,080 <input type="checkbox"/> 計測機能内キャプチャの静止画保存 → BMP/JPEG 1,920×1080 <input type="checkbox"/> 動画保存 → MP4 1,920×1,080 30fps ※ソフトウェアバージョン YW3630_3.0 時の仕様	<input type="checkbox"/> 静止画保存 → BMP/JPEG 選択可 3,840×2,160 <input type="checkbox"/> 計測機能内キャプチャの静止画保存 → BMP/JPEG 1,920×1080 <input type="checkbox"/> 動画保存 → MP4 3,840×2,160 30fps ※ソフトウェアバージョン YW5109_3.0 時の仕様
インターフェイス	HDMI 出力(1080p)×1 USB2.0 出力×2 (操作用マウス・USB メモリー接続用) DC12V 2A 電源入力	HDMI 出力(1080p)×1 USB2.0 出力×2 (操作用マウス・USB メモリー接続用) UVC 出力(1080p)×1 DC12V 1A 電源入力	HDMI 出力(1080p/2160p 自動切替)×1 USB2.0 出力×2 (操作用マウス・USB メモリー接続用) UVC 出力(1080p)×1 microSDHC カード挿入口×1 DC12V 1A 電源入力
画像フォーマット	静止画 JPEG 動画 MPEG		
使用環境	気温 5°C ~ 30°C、湿度 60%未満で、直射日光の当たらないところでの使用。結露なきこと。		
製品構成	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスプレイ一体型カメラ本体 ×1 ・電源アダプター ×1 入力 AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 DC12V 2A ・USB マウス ×1(試供品) ・USB メモリー ×1(試供品) 	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラ本体 ×1 ・電源アダプター ×1 入力 AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 DC12V1A ・HDMI ケーブル/USB ケーブル × 各 1 本 ・USB マウス ×1(試供品) ・USB メモリー ×1(試供品) 	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラ本体 ×1 ・電源アダプター ×1 入力 AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 DC12V 1A ・USB マウス ×1(試供品) ・USB メモリー ×1(試供品) ・USB ケーブル ×1 本

(注1) こちらの製品は充電式ではありません。また、タッチパネル方式ではありません。(接続したマウスで操作)

(注2) 総合倍率=光学倍率×電気倍率(約48倍) ※搭載ソフトウェア機能改善アップデート等により、特に、上記表内の「おもな機能」「画像保存形式」の仕様が変更になる場合があります。

ズームスコープとのセット品例 (デジタルマイクロスコープ)



デジタルマイクロスコープ

AR-ZM0330DR-YW5612

価格 485,000 円(税抜)

観察倍率 約15倍~150倍
 観察視野 □約17.5×9.5
 ~□約1.75×0.95 (mm)

フルHD高感度デジタルマイクロスコープ

AR-ZM0330DR-YW3630

価格 425,000 円(税抜)

観察倍率 約22倍~220倍
 観察視野 □約24×13~□約2.4×1.3 (mm)
 ※24インチモニター使用時の場合
 (お使いになるモニターサイズにより変わります)

高精細4Kデジタルマイクロスコープ

AR-ZM0550DR-4K

価格 498,000 円(税抜)

観察倍率 約38倍~380倍
 観察視野 □約14×8~□約1.4×0.8 (mm)
 ※24インチモニター使用時の場合
 (お使いになるモニターサイズにより変わります)