

# PCモニター接続Cマウントカメラ AR-D200HD


<価格重視・アナログ出力>



PC不要


お手持ちのPC用モニターに直接接続して  
顕微鏡下観察や画像保存が可能な  
高画質Cマウントカメラです

顕微鏡のCマウントに取付



※ PCモニター・接続ケーブルは付属しません

## クロスライン表示



クロスライン表示は、縦横一本ずつについて、それぞれ表示・非表示・線色・太さを設定できます。

クロスライン表示や画像調整などの操作はすべて、カメラに接続したマウスでおこないます。撮った画像はSDカードへの保存が可能です。

## Cマウントズームスコープへの取付イメージ



## PCモニター接続Cマウントカメラ

**AR-D200HD** **価格** 78,000円(税抜)

製品仕様	
イメージセンサ	1/3 インチ CMOS
画素サイズ	2.75×2.75μm
有効画素数	1920×1080
フレームレート	30 fps
カメラマウント	Cマウント
記録メディア	SDHC メモリーカード(Class10 まで 最大 32GB)
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>露出: 手動調整/オート ※各メニューは英語表記</li> <li>ホワイトバランス: 手動調整/オート</li> <li>色味調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転</li> <li>グレー表示・HDR撮影・画像フリーズ</li> <li>静止画撮影/動画撮影・ライン表示(縦横方向各8ライン、中央十字線、8つの表示パターンを登録可能)</li> </ul>
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA 端子(D-sub15ピンミニ) 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 (モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)</li> <li>USB2.0×1(USBマウスをサポート)</li> <li>SDHCメモリーカードスロット×1</li> <li>DC12V 1A電源入力</li> </ul>
メニュー表示言語	英語
カメラ本体寸法・重量	約 84×74×47mm(コネクタ類の突起部含まず)・280g
使用環境	気温 5°C～30°C、湿度 60%未満で、直射日光の当たらないところでの使用。結露なきこと。
付属品(注)	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源アダプター×1 入力 AC100～240V 50/60Hz 0.45A 出力 DC12V 1.0A</li> <li>USBマウス×1(サービス品)</li> <li>SDHCメモリーカード×1(サービス品)</li> </ul>

(注) 顕微鏡やPCモニター・モニターとカメラとの接続ケーブルは、本製品には含まれません。