

## 三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z81シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 8.1 視野数 24



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体  
AR-Z81TR(S)

価格 165,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式  
実体顕微鏡 本体  
AR-Z81(S)

価格 123,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z81TR(S)	AR-Z81(S)
価格	165,000 円(税抜)	123,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.5 ~ 53X	ズーム比 8.1
	接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付き WF10X/24	
	本体ズーム 0.65 ~ 5.3X	
	鏡筒傾斜角 35°	
作動距離 100 mm		
	グリーン式光学系	
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X	15,000 円(税抜)	

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。

※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡  
小型ポール式架台セット  
AR-Z81TR-PSN

セット価格 180,000 円(税抜)



照明無し  
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡  
アーム式架台セット  
AR-Z81TR-A

セット価格 190,000 円(税抜)



照明無し  
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡  
落射透過照明付き架台セット  
AR-Z81TR-B3W

セット価格 220,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
LED落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット:上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡  
小型ポール式架台 リング照明セット  
AR-Z81TR-PSN-72

セット価格 201,000 円(税抜)

AR-Z81TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72(税抜23,000円) との、お得なセットです。

おすすめ

### 双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡  
小型ポール式架台セット  
AR-Z81-PSN

セット価格 138,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡  
アーム式架台セット  
AR-Z81-A

セット価格 148,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡  
落射透過照明付き架台セット  
AR-Z81-B3W

セット価格 178,000 円(税抜)

### オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

	補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.65~5.3X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数24 WF10X/24 価格 1個 6,000 円(税抜)	観察倍率 3.25 ~ 26.5 実視野(φmm) 73.85 ~ 9.05	観察倍率 4.88 ~ 39.75 実視野(φmm) 49.24 ~ 6.03	6.5 ~ 53 36.93 ~ 4.52	13 ~ 106 18.47 ~ 2.26
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 価格 1個 10,000 円(税抜)	観察倍率 4.88 ~ 39.75 実視野(φmm) 49.24 ~ 6.03	観察倍率 7.32 ~ 59.62 実視野(φmm) 32.83 ~ 4.02	9.75 ~ 79.5 24.62 ~ 3.01	19.5 ~ 159 12.31 ~ 1.5
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 価格 1個 10,000 円(税抜)	観察倍率 6.5 ~ 53 実視野(φmm) 36.93 ~ 4.52	観察倍率 9.75 ~ 79.5 実視野(φmm) 24.62 ~ 3.01	13 ~ 106 18.47 ~ 2.26	26 ~ 212 9.24 ~ 1.13