

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z68シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 6.9 視野数 23



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体
AR-Z68TR(S)

価格 115,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式
実体顕微鏡 本体
AR-Z68(S)

価格 90,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z68TR(S)	AR-Z68(S)
価格	115,000 円(税抜)	90,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.8 ~ 47X	ズーム比 6.9
	接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付き WF10X/23	
	本体ズーム 0.68 ~ 4.7X	
	鏡筒傾斜角 35°	
作動距離 100 mm		
グリノー式光学系		
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X	15,000 円(税抜)	

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡
小型ポール式架台セット
AR-Z68TR-PSN

セット価格 130,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z68TR-A

セット価格 140,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z68TR-B3W

セット価格 170,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)
LED落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡
小型ポール式架台 リング照明セット
AR-Z68TR-PSN-72

セット価格 151,000 円(税抜)

AR-Z68TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (税抜23,000円) との、お得なセットです。

おすすめ

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡
小型ポール式架台セット
AR-Z68-PSN

セット価格 105,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z68-A

セット価格 115,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z68-B3W

セット価格 145,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

接眼レンズ	視野数	標準付属品	観察倍率	実視野 (φ mm)	補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.68~4.7X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数23 WF10X/23	1個	5,000 円(税抜)	3.4 ~ 23.5	67.6 ~ 9.79	5.1 ~ 35.25	45.1 ~ 6.52	6.8 ~ 47	13.6 ~ 94
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16	1個	10,000 円(税抜)	5.1 ~ 35.25	47.06 ~ 6.81	7.65 ~ 52.88	31.37 ~ 4.53	10.2 ~ 70.5	20.4 ~ 141
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12	1個	10,000 円(税抜)	6.8 ~ 47	35.29 ~ 5.11	10.2 ~ 70.5	23.53 ~ 3.40	13.6 ~ 94	27.2 ~ 188
							17.65 ~ 2.55	8.82 ~ 1.28