

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 架台・照明セット

標準架台 リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-72 価格 113,000 円	セット 型番 AR-Z2-72 価格 98,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-48 価格 106,000 円	セット 型番 AR-Z2-48 価格 91,000 円

(税抜価格)



AR-Z3TR-72

AR-Z2-48

ユニバーサルスタンド(AR-STL1)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-STL72 セット価格 153,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL72 セット価格 138,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-STL48 セット価格 146,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL48 セット価格 131,000 円

(税抜価格)



AR-Z3TR-STL72

AR-Z2-STL48

大型架台(AR-D)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TRD-72 セット価格 128,000 円	セット 型番 AR-Z2D-72 セット価格 113,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TRD-48 セット価格 121,000 円	セット 型番 AR-Z2D-48 セット価格 106,000 円

(税抜価格)



AR-Z3TRD-72

AR-Z2D-48

テーブルクランプスタンド(AR-STL9)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡 セットの リング照明	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット 型番 AR-Z3TR-STL9-72 セット価格 206,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL9-72 セット価格 191,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット 型番 AR-Z3TR-STL9-48 セット価格 199,000 円	セット 型番 AR-Z2-STL9-48 セット価格 184,000 円

(税抜価格)



AR-Z3TR-STL9-72

AR-Z2-STL9-48

変倍式実体顕微鏡 AR-N12 / AR-N13 / AR-N24

① 標準セット(標準架台付属)

総合倍率 10X/20X AR-N12
総合倍率 10X/30X AR-N13
総合倍率 20X/40X AR-N24

価格 各 **58,000**円
(税抜)



白黒プレート 付属

② 標準架台+LEDリング照明セット

総合倍率 10X/20X AR-N12-48
総合倍率 10X/30X AR-N13-48
総合倍率 20X/40X AR-N24-48

価格 各 **74,000**円
(税抜)



白黒プレート 付属

③ LED落射・透過照明架台セット

総合倍率 10X/20X AR-N12-B3W
総合倍率 10X/30X AR-N13-B3W
総合倍率 20X/40X AR-N24-B3W

価格 各 **74,000**円
(税抜)



透適用プレート
電源ケーブル 付属
寸法:凸部除く

顕微鏡 共通仕様	
鏡体	双眼変倍式
作動距離	100 mm
接眼レンズ	10X(視野数20)
鏡体胴周り	φ 76 mm
フォーカシングユニット 上下動ストローク	約 47 mm

① 標準セット(標準架台付属)

最大試料高さ	120 mm
質量	約 3.5 kg

② 標準架台+LEDリング照明セット

最大試料高さ	100 mm
質量	約 3.6 kg
付属リング照明	LED-R48

③ LED落射・透過照明架台セット

最大試料高さ	120 mm
質量	約 4.0 kg

◎ AR-Nシリーズ共通オプション

接眼レンズ15倍 WF15X **18,000**円(2個1組) | 接眼レンズ20倍 WF20X **18,000**円(2個1組)