


# 新製品 フル HD デジタルマイクロスコープ AR-DMZ205

マウス操作で簡単にご使用頂けます



低倍ズーム  
画面倍率 約 15 倍  
実視野：16.5 × 9.2mm





高倍ズーム  
画面倍率 約 105 倍  
実視野：2.4 × 1.3mm


※ 標準品の架台はポール支柱となります。

## 【 AR-DMZ205 仕様 】

- ◆ 500 万画素フル HD カメラ
- ◆ 11.6 インチ LCD モニタ
- ◆ ズームレンズ：0.7 倍 ~ 4.5 倍 WD:100mm
- ◆ 観察倍率（画面上）：約 15 倍 ~ 約 105 倍
- ◆ デジタルズーム機能付き（10 倍ズーム）
- ◆ 二次元画像計測機能/電子ライン表示機能
- ◆ LED リング照明
- ◆ 動画、静止画、測定画像、測定値の保存機能
  - \* 本体に挿した USB メモリーに保存
- ◆ 架台寸法：W260mm × D320mm × H440~560mm
  - \* 最大サンプル高さ 200mm（補助対物レンズ未使用時）
  - \* 懐深さ：150mm（支柱アダプタ~光軸間距離）
- ◆ 標準価格：148,000 円（税別）（2021 年 10 月価格改定）



二次元計測機能  
電子ライン表示機能



カメラ設定 他

## 【 オプション 】

- ◇ 補助対物レンズ 0.5X WD:165mm 18,000 円（税別）
- ◇ 補助対物レンズ 0.75X WD:117mm 18,000 円（税別）
- ◇ 補助対物レンズ 2.0X WD:30mm 18,000 円（税別）

アームシステム株式会社

TEL：03-5758-1888

FAX：03-5758-1881

E-mail：arms@armssystem.co.jp

22.07.07