

ARMSSYSTEM

実体顕微鏡
カタログ

Ver.2

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z81シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 8.1 視野数 24



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体
AR-Z81TR(S)

価格 165,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式
実体顕微鏡 本体
AR-Z81(S)

価格 123,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z81TR(S)	AR-Z81(S)
価格	165,000 円(税抜)	123,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.5 ～ 53X	ズーム比 8.1
	接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付き WF10X/24	
	本体ズーム 0.65 ～ 5.3X	
	鏡筒傾斜角 35°	
	作動距離 100 mm	
	グリノー式光学系	
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)		

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡
小型ボール式架台セット
AR-Z81TR-PSN

セット価格 180,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
小型ボール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

三眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z81TR-A

セット価格 190,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

三眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z81TR-B3W

セット価格 220,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
LED落射・透過照明付きボール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡
小型ボール式架台 リング照明セット
AR-Z81TR-PSN-72

セット価格 201,000 円(税抜)

AR-Z81TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (税抜23,000円) との、お得なセットです。

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡
小型ボール式架台セット
AR-Z81-PSN

セット価格 138,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z81-A

セット価格 148,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z81-B3W

セット価格 178,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ
使用時の光学性能仕様

		補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.65～5.3X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数24 WF10X/24 標準付属品 価格 1個 10,000 円(税抜)	観察倍率	3.25 ～ 26.5	4.88 ～ 39.75	6.5 ～ 53	13 ～ 106
	実視野(φ mm)	73.85 ～ 9.05	49.24 ～ 6.03	36.93 ～ 4.52	18.47 ～ 2.26
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円(税抜)	観察倍率	4.88 ～ 39.75	7.32 ～ 59.62	9.75 ～ 79.5	19.5 ～ 159
	実視野(φ mm)	49.24 ～ 6.03	32.83 ～ 4.02	24.62 ～ 3.01	12.31 ～ 1.5
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円(税抜)	観察倍率	6.5 ～ 53	9.75 ～ 79.5	13 ～ 106	26 ～ 212
	実視野(φ mm)	36.93 ～ 4.52	24.62 ～ 3.01	18.47 ～ 2.26	9.24 ～ 1.13

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z68シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 6.9 視野数 23



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)

価格 115,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式 実体顕微鏡 本体 AR-Z68(S)

価格 90,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z68TR(S)	AR-Z68(S)
価格	115,000 円(税抜)	90,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.8 ~ 47X	ズーム比 6.9
	接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付き WF10X/23	
	本体ズーム 0.68 ~ 4.7X	
	鏡筒傾斜角 35°	
	作動距離 100 mm	
	グリノー式光学系	
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)		

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。

※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡 小型ボール式架台セット AR-Z68TR-PSN

セット価格 130,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68TR-A

セット価格 140,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68TR-B3W

セット価格 170,000 円(税抜)



製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
小型ボール式架台	
寸法	220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約40mm
最大試料高さ	145 mm
質量	約 5.1 kg

製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
アーム式架台	
寸法	300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約40mm
最大試料高さ	145 mm
質量	約 5.1 kg

製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
LED落射・透過照明付きボール式架台	
寸法	205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約 40 mm
最大試料高さ	175 mm
質量	約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡 小型ボール式架台 リング照明セット AR-Z68TR-PSN-72

セット価格 151,000 円(税抜)

AR-Z68TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (税抜23,000円) との、お得なセットです。

おすすめ

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡 小型ボール式架台セット AR-Z68-PSN

セット価格 105,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68-A

セット価格 115,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68-B3W

セット価格 145,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様		補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.68~4.7X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数23 WF10X/23 価格 1個 9,000 円(税抜)	観察倍率	3.4 ~ 23.5	5.1 ~ 35.25	6.8 ~ 47	13.6 ~ 94
	実視野(φ mm)	67.6 ~ 9.79	45.1 ~ 6.52	33.82 ~ 4.89	16.91 ~ 2.45
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円(税抜)	観察倍率	5.1 ~ 35.25	7.65 ~ 52.88	10.2 ~ 70.5	20.4 ~ 141
	実視野(φ mm)	47.06 ~ 6.81	31.37 ~ 4.53	23.53 ~ 3.40	11.76 ~ 1.70
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円(税抜)	観察倍率	6.8 ~ 47	10.2 ~ 70.5	13.6 ~ 94	27.2 ~ 188
	実視野(φ mm)	35.29 ~ 5.11	23.53 ~ 3.40	17.65 ~ 2.55	8.82 ~ 1.28

双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z65シリーズ

コストパフォーマンスを追求した、双眼実体顕微鏡シリーズ

双眼ズーム式実体顕微鏡 本体

AR-Z65(S) 価格 80,000 円 (税抜)

製品仕様
観察総合倍率 7 ~ 45X ズーム比 6.4
接眼レンズ 10X (視野数 22) 視度補正付き WF10X/22
本体ズーム 0.7 ~ 4.5X
鏡筒傾斜角 40°
作動距離 100 mm
グリノー式光学系

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。




AR-Z65PSN 正面

実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

AR-Z65PSN 価格 85,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H) mm
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 40 mm

最大試料高さ 145 mm
質量 約 4.5 kg
※ 小型ポール式架台をアーム式架台に変更する場合は、
型番: AR-Z65-A 価格: 95,000 円 (税抜)



AR-Z65PSN 側面

実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット

AR-Z65-B3W 価格 135,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
LED 落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.2 kg



AR-Z65-B3W

◎ リング照明セット

顕微鏡と照明を個別にご購入いただくよりも
お得なセットです。

実体顕微鏡 小型ポール式架台
LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-48 セット価格 100,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
LEDリング照明 LED-R48



AR-Z65PSN-48

実体顕微鏡 小型ポール式架台
LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-72 セット価格 106,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
4方向独立照射型LEDリング照明 LED-R72



AR-Z65PSN-72

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ
使用時の光学性能仕様

		補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)	標準ズーム本体 0.7~4.5X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)
接眼レンズ 10X 視野数 22 WF10X/22 標準付属品 価格 1個 8,000 円 (税抜)	観察倍率	3.5 ~ 22.5	5.25 ~ 33.75	7 ~ 45	14 ~ 90
	実視野 (φ mm)	62.9 ~ 9.8	41.9 ~ 6.52	31.43 ~ 4.89	15.71 ~ 2.44
接眼レンズ 15X 視野数 16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円 (税抜)	観察倍率	5.25 ~ 33.75	7.88 ~ 50.63	10.5 ~ 67.5	21 ~ 135
	実視野 (φ mm)	45.71 ~ 7.11	30.48 ~ 4.74	22.86 ~ 3.56	11.43 ~ 1.78
接眼レンズ 20X 視野数 12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円 (税抜)	観察倍率	7 ~ 45	10.5 ~ 67.5	14 ~ 90	28 ~ 180
	実視野 (φ mm)	34.28 ~ 5.33	22.85 ~ 3.55	17.14 ~ 2.67	8.57 ~ 1.33

三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR ／ 双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2

オプション品

PCモニターダイレクトカメラ

AR-D200HD 価格 78,000 円(税抜)

※ 1/3" CMOS (PC不要/モニター必要)

オプション品

ディスプレイ一体型
Cマウントカメラ

AR-YW5612

価格 180,000 円(税抜)

※ 1/2.8" CMOS
11.6インチ液晶
(PC不要/モニター不要)

カメラ撮像素子サイズ
1/3 インチ 1/2.8 インチ

オプション品

200万画素フルHDデジタルカメラ

AR-YW3630 価格 120,000 円(税抜)

※ 1/2" CMOS (PC不要/モニター必要)

オプション品

USB 3.0/2.0 CMOS カメラ

ARU3-S / ARU3-K シリーズ

ARU3-1500K/S(1/2.5") ARU3-1504K/S(1/2.5")
ASU3-11000K/S(1/2.3") ARU3-1300K/S(1/2")
ARU3-4133K/S(1/1.8") ARU2-4133K/S(1/1.8")

価格 98,000～238,000 円(税抜)

※ USBカメラ (PC必要)

カメラ撮像素子サイズ
1/2.5 インチ 1/2.3 インチ 1/2 インチ 1/1.8 インチ

オプション品

Cマウント4Kカメラ

AR-YW5109P

価格 168,000 円(税抜)

※ 1/1.8" CMOS (PC不要/4Kモニター必要)

オプション品

USB 3.0 CMOS カメラ

ARU3-2234K 価格 208,000 円(税抜)

ARU3-2234S 価格 150,000 円(税抜)

※ USBカメラ (PC必要) 高画質タイプ

カメラ撮像素子サイズ
1/1.2 インチ

Cマウント0.35X推奨

他Cマウントも利用可能

Cマウント0.5X推奨

標準Cマウント1Xも利用可能

1/1.2"カメラご利用時のCマウントは1Xのみ対応

オプション品

Cマウント0.35X

AR-CTV0.35X

価格 18,000 円(税抜)

オプション品

Cマウント0.5X

AR-CTV0.5X

価格 15,000 円(税抜)

標準付属品

Cマウント1X

AR-CTV1X

※ Cマウントは、3種類のうちいずれか一つを使用

オプション品 (AR-Z2共通)

接眼レンズ20X

WF20X/10

価格 18,000 円(税抜) (2個1組)

※ 視野数10 観察倍率14～90X

オプション品 (AR-Z2共通)

接眼マイクロメーター 水平目盛り

AR1000 (標準接眼レンズ10X用)

価格 8,000 円(税抜)

※ 20Xの接眼レンズには取付不可

三眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z3TR 価格 90,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成	
観察総合倍率	7 ~ 45X
接眼レンズ	10X 視野数 20
対物レンズ	0.7 ~ 4.5X
作動距離	100 mm
グリノー式光学系	
Cマウント 1X 付属	
両眼視度補正付き	
標準架台	
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm	
支柱長さ	250mm
サンプリング2個 付属	
白黒プレート板 付属	
フォーカシングユニット	
上下動ストローク	約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)	
質量	4.3 kg

※ 目視とカメラ画像の同時観察が可能


三眼ズーム式実体顕微鏡
AR-Z3TR



双眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

AR-Z2 価格 75,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成	
観察総合倍率	7 ~ 45X
接眼レンズ	10X 視野数 20
対物レンズ	0.7 ~ 4.5X
作動距離	100 mm
グリノー式光学系	
両眼視度補正付き	
標準架台	
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm	
支柱長さ	250mm
サンプリング2個 付属	
白黒プレート板 付属	
フォーカシングユニット	
上下動ストローク	約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)	
質量	4.1 kg



三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 架台・照明セット

標準架台 リング照明セット

セットの実体顕微鏡	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット型番 AR-Z3TR-72 価格 113,000 円	セット型番 AR-Z2-72 価格 98,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット型番 AR-Z3TR-48 価格 106,000 円	セット型番 AR-Z2-48 価格 91,000 円

(税抜価格)



ユニバーサルスタンド(AR-STL1)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット型番 AR-Z3TR-STL72 セット価格 153,000 円	セット型番 AR-Z2-STL72 セット価格 138,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット型番 AR-Z3TR-STL48 セット価格 146,000 円	セット型番 AR-Z2-STL48 セット価格 131,000 円

(税抜価格)



大型架台(AR-D)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット型番 AR-Z3TRD-72 セット価格 128,000 円	セット型番 AR-Z2D-72 セット価格 113,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット型番 AR-Z3TRD-48 セット価格 121,000 円	セット型番 AR-Z2D-48 セット価格 106,000 円

(税抜価格)



テーブルクランプスタンド(AR-STL9)+リング照明セット

セットの実体顕微鏡	三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR	双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2
4方向独立照射 LEDリング照明 LED-R72	セット型番 AR-Z3TR-STL9-72 セット価格 206,000 円	セット型番 AR-Z2-STL9-72 セット価格 191,000 円
LEDリング照明 LED-R48	セット型番 AR-Z3TR-STL9-48 セット価格 199,000 円	セット型番 AR-Z2-STL9-48 セット価格 184,000 円

(税抜価格)



変倍式実体顕微鏡 AR-N12 ／ AR-N13 ／ AR-N24

① 標準セット(標準架台付属)

総合倍率 10X/20X **AR-N12**
総合倍率 10X/30X **AR-N13**
総合倍率 20X/40X **AR-N24**

価格 各 58,000 円
(税抜)



② 標準架台+LEDリング照明セット

総合倍率 10X/20X **AR-N12-48**
総合倍率 10X/30X **AR-N13-48**
総合倍率 20X/40X **AR-N24-48**

価格 各 74,000 円
(税抜)



③ LED落射・透過照明架台セット

総合倍率 10X/20X **AR-N12-B3W**
総合倍率 10X/30X **AR-N13-B3W**
総合倍率 20X/40X **AR-N24-B3W**

価格 各 74,000 円
(税抜)



顕微鏡 共通仕様	
鏡体	双眼変倍式
作動距離	100 mm
接眼レンズ	10X(視野数20)
鏡体胴回り	φ 76 mm
フォーカシングユニット	上下動ストローク 約 47 mm

① 標準セット(標準架台付属)	② 標準架台+LEDリング照明セット
最大試料高さ 120 mm	最大試料高さ 100 mm
質量 約 3.5 kg	質量 約 3.6 kg
	付属リング照明 LED-R48

◎ AR-Nシリーズ共通オプション

接眼レンズ15倍 WF15X 18,000 円(2個1組)	接眼レンズ20倍 WF20X 18,000 円(2個1組)
--------------------------------------	--------------------------------------

③ LED落射・透過照明架台セット
最大試料高さ 120 mm
質量 約 4.0 kg

オプション 各種スタンド


本カタログ掲載の実体顕微鏡本体・フォーカシングユニットと組み合わせて、ご利用いただけます

※搭載する顕微鏡や写真装置により、有効ストローク長は変わります ※本ページ図面の単位はすべて [mm]

フォーカシングユニット(粗動タイプ)

AR-ZF

価格 20,000 円(税抜)




大型架台

6ページ 架台・照明セット品掲載

AR-D

価格 20,000 円(税抜)




※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です

ユニバーサルスタンド

6ページ 架台・照明セット品掲載

AR-STL1

価格 45,000 円(税抜)




※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です

重量: 12.7 kg

大型架台

AR-BSM5040

価格 110,000 円(税抜)



※顕微鏡取付時はフォーカシングユニットAR-ZFが必要です

テーブルクランプスタンド

6ページ 架台・照明セット品掲載


AR-STL9-ZF

価格 118,000 円(税抜)



※フォーカシングユニット付属

テーブル取り付け時



フォーカシングユニット無しの場合

AR-STL9 価格 98,000 円(税抜)

ユニバーサルスタンド

※フォーカシングユニット AR-ZF 付属

AR-STL2-ZF

価格 115,000 円(税抜)



フォーカシングユニット
無しの場合

AR-STL2


価格 95,000 円(税抜)

テーブルクランプ式スイングアームスタンド

※専用フォーカシングユニット付属

AR-STL6B-ZF3

価格 160,000 円(税抜)



オプション 各種照明装置

リング照明は、本カタログ掲載の実体顕微鏡本体に、アタッチメント不要で取付可能です。
照明各製品の詳細は、別途 [照明装置専用カタログ](#) をご覧ください。

4方向独立照射型LEDリング 照明装置 LED-R72

価格 23,000 円(税抜)



LEDリング照明装置 LED-R48

価格 16,000 円(税抜)



二色温度LEDリング照明装置 LED-R2765

価格 40,000 円(税抜)



LEDリング偏光照明装置 LED-R78POL

価格 40,000 円(税抜)



ダブルアームLED照明装置 LED-W60

価格 40,000 円(税抜)



支柱取付型ダブルアームLED 照明装置 LED-W90

価格 40,000 円(税抜)

付属の金具で
各種架台の支柱に
コントローラ本体を
固定して使用します。



UV365nmダブルアームLED 照明装置 LED-UV365W

価格 75,000 円(税抜)



赤外光LEDリング照明 LED-R850IR


価格 28,000 円(税抜)



光源波長850nm

アームシステム株式会社 営業部のご案内

アームシステム営業部にて、各種顕微鏡、中古顕微鏡などを実際にご覧いただけます。**完全予約制**となりますので、来社される場合は、**事前にご連絡ください**。



〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-27-6 カレスブレイス上野毛2F
(旧エクセル上野毛)

東急大井町線 上野毛駅 北口より **徒歩1分**

※ 弊社専用駐車場をご用意しておりません。



アームシステム株式会社

〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 1-27-6-2F

TEL : 03-5758-1888 / FAX : 03-5758-1881

URL : <https://www.armssystem.co.jp>

E-mail : arms@armssystem.co.jp

直接メールをお送りいただく場合には
内容に関わらず件名に **お問い合わせ**
という文言を付け加えてください。



お問い合わせは下記まで