

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z81シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 8.1 視野数 24



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体
AR-Z81TR(S)

価格 165,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式
実体顕微鏡 本体
AR-Z81(S)

価格 123,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z81TR(S)	AR-Z81(S)
価格	165,000 円(税抜)	123,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.5 ～ 53X	ズーム比 8.1
	接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付き WF10X/24	
	本体ズーム 0.65 ～ 5.3X	
	鏡筒傾斜角 35°	
	作動距離 100 mm	
	グリノー式光学系	
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)		

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡
小型ボール式架台セット
AR-Z81TR-PSN

セット価格 180,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
小型ボール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

三眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z81TR-A

セット価格 190,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
アーム式架台
寸法 300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約40mm
最大試料高さ 145 mm
質量 約 5.1 kg

三眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z81TR-B3W

セット価格 220,000 円(税抜)



製品構成／仕様
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z81TR(S)
LED落射・透過照明付きボール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡
小型ボール式架台 リング照明セット
AR-Z81TR-PSN-72

セット価格 201,000 円(税抜)

AR-Z81TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (税抜23,000円) との、お得なセットです。

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡
小型ボール式架台セット
AR-Z81-PSN

セット価格 138,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
アーム式架台セット
AR-Z81-A

セット価格 148,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡
落射透過照明付き架台セット
AR-Z81-B3W

セット価格 178,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ
使用時の光学性能仕様

接眼レンズ 10X 視野数24 WF10X/24 標準付属品 価格 1個 10,000 円(税抜)		観察倍率	3.25 ～ 26.5	4.88 ～ 39.75	6.5 ～ 53	13 ～ 106
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円(税抜)		実視野(φ mm)	73.85 ～ 9.05	49.24 ～ 6.03	36.93 ～ 4.52	18.47 ～ 2.26
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円(税抜)		観察倍率	4.88 ～ 39.75	7.32 ～ 59.62	9.75 ～ 79.5	19.5 ～ 159
		実視野(φ mm)	49.24 ～ 6.03	32.83 ～ 4.02	24.62 ～ 3.01	12.31 ～ 1.5
		観察倍率	6.5 ～ 53	9.75 ～ 79.5	13 ～ 106	26 ～ 212
		実視野(φ mm)	36.93 ～ 4.52	24.62 ～ 3.01	18.47 ～ 2.26	9.24 ～ 1.13

補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.65～5.3X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
--	--	-------------------------------	---