

三眼／双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z68シリーズ

三眼タイプは、目視とカメラ画像の切り替え操作無しで、同時観察が可能です。

ズーム比 6.9 視野数 23



三眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z68TR(S)

価格 115,000 円(税抜)

◎ 三眼部(カメラ画像)と双眼部の同時観察可能



双眼ズーム式 実体顕微鏡 本体 AR-Z68(S)

価格 90,000 円(税抜)

品名	三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	双眼ズーム式実体顕微鏡 本体
型番	AR-Z68TR(S)	AR-Z68(S)
価格	115,000 円(税抜)	90,000 円(税抜)
製品仕様	三眼ズーム式	双眼ズーム式
	Cマウント 0.5X付属 TVC0.5X	
	観察総合倍率 6.8 ~ 47X	ズーム比 6.9
	接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付き WF10X/23	
	本体ズーム 0.68 ~ 4.7X	
	鏡筒傾斜角 35°	
	作動距離 100 mm	
	グリノー式光学系	
三眼用オプションCマウント		双眼タイプの三眼への変更はできません。(内部設計が異なります)
Cマウント1X TVC1.0X 15,000 円(税抜)		

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。

※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。

◎ 架台セット品は、下記3種類よりお選びいただけます(フォーカシングユニット付き)

三眼実体顕微鏡 小型ボール式架台セット AR-Z68TR-PSN

セット価格 130,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68TR-A

セット価格 140,000 円(税抜)



照明無し
p.7よりご選択ください

三眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68TR-B3W

セット価格 170,000 円(税抜)



製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
小型ボール式架台	
寸法	220(W) x 300(D) x 310(H)mm
白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約40mm
最大試料高さ	145 mm
質量	約 5.1 kg

製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
アーム式架台	
寸法	300(W) x 334(D) x 340(H)mm
白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約40mm
最大試料高さ	145 mm
質量	約 5.1 kg

製品構成／仕様	
三眼ズーム式実体顕微鏡 本体	AR-Z68TR(S)
LED落射・透過照明付きボール式架台	
寸法	205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属	
フォーカシングユニット: 上下動ストローク	約 40 mm
最大試料高さ	175 mm
質量	約 5.8 kg

三眼実体顕微鏡 小型ボール式架台 リング照明セット AR-Z68TR-PSN-72

セット価格 151,000 円(税抜)

AR-Z68TR-PSN と、4方向独立照射型リング照明 LED-R72 (税抜23,000円) との、お得なセットです。

おすすめ

双眼実体顕微鏡セット 各種

双眼実体顕微鏡 小型ボール式架台セット AR-Z68-PSN

セット価格 105,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 アーム式架台セット AR-Z68-A

セット価格 115,000 円(税抜)

双眼実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット AR-Z68-B3W

セット価格 145,000 円(税抜)

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ 使用時の光学性能仕様		補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円(税抜)	標準ズーム本体 0.68~4.7X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円(税抜)
接眼レンズ 10X 視野数23 WF10X/23 価格 1個 9,000 円(税抜)	観察倍率	3.4 ~ 23.5	5.1 ~ 35.25	6.8 ~ 47	13.6 ~ 94
	実視野(φ mm)	67.6 ~ 9.79	45.1 ~ 6.52	33.82 ~ 4.89	16.91 ~ 2.45
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円(税抜)	観察倍率	5.1 ~ 35.25	7.65 ~ 52.88	10.2 ~ 70.5	20.4 ~ 141
	実視野(φ mm)	47.06 ~ 6.81	31.37 ~ 4.53	23.53 ~ 3.40	11.76 ~ 1.70
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円(税抜)	観察倍率	6.8 ~ 47	10.2 ~ 70.5	13.6 ~ 94	27.2 ~ 188
	実視野(φ mm)	35.29 ~ 5.11	23.53 ~ 3.40	17.65 ~ 2.55	8.82 ~ 1.28