

双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z65シリーズ

コストパフォーマンスを追求した、双眼実体顕微鏡シリーズ

双眼ズーム式実体顕微鏡 本体

AR-Z65(S) 価格 80,000 円 (税抜)

製品仕様
観察総合倍率 7 ~ 45X ズーム比 6.4
接眼レンズ 10X (視野数 22) 視度補正付き WF10X/22
本体ズーム 0.7 ~ 4.5X
鏡筒傾斜角 40°
作動距離 100 mm
グリノー式光学系

※「本体」にフォーカシングユニット・架台は付属しません。
※ オプションの接眼レンズ・補助対物レンズは、本ページ下段表をご覧ください。




AR-Z65PSN 正面

実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

AR-Z65PSN 価格 85,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
小型ポール式架台
寸法 220(W) x 300(D) x 310(H) mm
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 40 mm

最大試料高さ 145 mm
質量 約 4.5 kg
※ 小型ポール式架台をアーム式架台に変更する場合は、
型番: AR-Z65-A 価格: 95,000 円 (税抜)



AR-Z65PSN 側面

実体顕微鏡 落射透過照明付き架台セット

AR-Z65-B3W 価格 135,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
双眼ズーム式実体顕微鏡 本体 AR-Z65(S)
LED 落射・透過照明付きポール式架台
寸法 205(W) x 275(D) x 295(H) mm
ガラスプレート・白黒プレート付属
フォーカシングユニット: 上下動ストローク 約 40 mm
最大試料高さ 175 mm
質量 約 5.2 kg



AR-Z65-B3W

◎ リング照明セット

顕微鏡と照明を個別にご購入いただくよりも
お得なセットです。

実体顕微鏡 小型ポール式架台
LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-48 セット価格 100,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
LEDリング照明 LED-R48



AR-Z65PSN-48

実体顕微鏡 小型ポール式架台
LEDリング照明セット

AR-Z65PSN-72 セット価格 106,000 円 (税抜)

製品構成 / 仕様
実体顕微鏡 小型ポール式架台セット AR-Z65PSN
4方向独立照射型LEDリング照明 LED-R72



AR-Z65PSN-72

オプション品 接眼レンズ・補助対物レンズ
使用時の光学性能仕様

		補助対物レンズ0.5X 作動距離 180 mm SZ0.5X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)	補助対物レンズ0.75X 作動距離 110 mm SZ0.75X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)	標準ズーム本体 0.7~4.5X 作動距離 100 mm	補助対物レンズ2X 作動距離 39 mm SZ2.0X オプション品 価格 10,000 円 (税抜)
接眼レンズ 10X 視野数22 WF10X/22 標準付属品 価格 1個 8,000 円 (税抜)	観察倍率	3.5 ~ 22.5	5.25 ~ 33.75	7 ~ 45	14 ~ 90
	実視野 (φ mm)	62.9 ~ 9.8	41.9 ~ 6.52	31.43 ~ 4.89	15.71 ~ 2.44
接眼レンズ 15X 視野数16 WF15X/16 ヘリコイド付 価格 1個 12,000 円 (税抜)	観察倍率	5.25 ~ 33.75	7.88 ~ 50.63	10.5 ~ 67.5	21 ~ 135
	実視野 (φ mm)	45.71 ~ 7.11	30.48 ~ 4.74	22.86 ~ 3.56	11.43 ~ 1.78
接眼レンズ 20X 視野数12 WF20X/12 ヘリコイド付 価格 1個 15,000 円 (税抜)	観察倍率	7 ~ 45	10.5 ~ 67.5	14 ~ 90	28 ~ 180
	実視野 (φ mm)	34.28 ~ 5.33	22.85 ~ 3.55	17.14 ~ 2.67	8.57 ~ 1.33