

# 三眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z3TR / 双眼ズーム式実体顕微鏡 AR-Z2

**オプション品**

200万画素フルHDデジタルカメラ  
**AR-YW3630** 価格 120,000 円(税抜)  
 ※ 1/2"CMOS(PC不要/モニター必要)



**オプション品**

USB 3.0 CMOS カメラ  
**ARU3-S** シリーズ  
**ARU3-1504S** (1/2.5") **ARU3-11000S** (1/2.3")  
**ARU3-1300S** (1/2") **ARU3-4133S** (1/1.8")  
 価格 98,000~180,000 円(税抜)  
 ※ USBカメラ(PC必要), 画像表示・保存ソフト付属



**オプション品**

ディスプレイ一体型  
 Cマウントカメラ  
**AR-YW5613**  
 価格 180,000 円(税抜)  
 ※ 1/2"CMOS  
 11.6インチ液晶(PC不要/モニター不要)



**オプション品**

Cマウント4Kカメラ  
**AR-YW5109P**  
 価格 168,000 円(税抜)  
 ※ 1/1.8"CMOS(PC不要/4Kモニター必要)



**オプション品**

PCモニターダイレクトカメラ  
**AR-D200HD** 価格 78,000 円(税抜)  
 ※ 1/3"CMOS(PC不要/モニター必要)



カメラ撮像素子サイズ  
 1/3インチ 1/2.8インチ

カメラ撮像素子サイズ  
 1/2.5インチ 1/2.3インチ 1/2インチ 1/1.8インチ

カメラ撮像素子サイズ  
 1/1.2インチ など

Cマウント0.35X推奨

Cマウント0.5X推奨

標準Cマウント1Xも利用可能

1/1.2"カメラご利用時のCマウントは1Xのみ対応

**オプション品**

Cマウント0.35X  
**AR-CTV0.35X**  
 価格 20,000 円(税抜)



**オプション品**

Cマウント0.5X  
**AR-CTV0.5X**  
 価格 20,000 円(税抜)



**標準付属品**

Cマウント1X  
**AR-CTV1X**

**オプション品 (AR-Z2共通)**

接眼レンズ20X  
**WF20X/10**  
 価格 18,000 円(税抜) (2個1組)  
 ※ 視野数10 観察倍率14~90X



**オプション品 (AR-Z2共通)**

接眼ミクロメーター 水平目盛り  
**AR1000** (標準接眼レンズ10X用)  
 価格 8,000 円(税抜)  
 ※ 20Xの接眼レンズには取付不可



**オプション品 (AR-Z2共通)**

補助対物レンズ 0.3X 補助対物レンズ 0.5X  
**OB0.3X** ※ WD287mm **OB0.5X** ※ WD165mm  
 価格 20,000 円(税抜) 価格 15,000 円(税抜)

**オプション品 (AR-Z2共通)**

補助対物レンズ 1.5X 補助対物レンズ 2X  
**OB1.5X** ※ WD45mm **OB2.0X** ※ WD30mm  
 価格 15,000 円(税抜) 価格 15,000 円(税抜)



**オプション品 (AR-Z2共通)**

標準架台用透過照明装置  
**LED-2916**  
 価格 35,000 円(税抜)



三眼ズーム式実体顕微鏡  
**AR-Z3TR**



**オプション品 (AR-Z2共通)**  
 長支柱 対応可能  
 ※ 別途お見積り

**標準付属品**  
 白黒プレート

三眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

**AR-Z3TR** 価格 90,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成
観察総合倍率 7 ~ 45X
接眼レンズ 10X 視野数 20
対物レンズ 0.7 ~ 4.5X
作動距離 100 mm
グリノー式光学系
Cマウント 1X 付属
両眼視度補正付き
標準架台
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ 250mm
サンプルクリップ2個 付属
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)
質量 4.3 kg

※目視とカメラ画像の同時観察が可能

双眼ズーム式実体顕微鏡 標準仕様

**AR-Z2** 価格 75,000 円(税抜)

製品仕様 / 製品構成
観察総合倍率 7 ~ 45X
接眼レンズ 10X 視野数 20
対物レンズ 0.7 ~ 4.5X
作動距離 100 mm
グリノー式光学系
両眼視度補正付き
標準架台
寸法 200(W)x255(D)x27(H) mm
支柱長さ 250mm
サンプルクリップ2個 付属
白黒プレート板 付属
フォーカシングユニット
上下動ストローク 約 47 mm
最大試料高さ 150mm (照明取付無しの状態)
質量 4.1 kg



双眼ズーム式実体顕微鏡  
**AR-Z2**

