



実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 LED-R78POL



78 個の LED 球を搭載した高輝度 LED リング照明部分に、専用のアナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板を組み込みました。
 取付部径 35 ~ 68mm 以内で 3 点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わず、お使いいただけます。

偏光板未使用時・使用時の、見え方の変化

観察の障害となる
 不要な乱反射光を大幅に削減。
 対象物を観察しやすくなります。



実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 LED-R78POL

価格 37,200 円(税抜)

製品仕様	
セット内容	・リング照明部(アナライザー・ポラライザー含む) ・照明コントローラー部 ・電源アダプター
取付対応顕微鏡	・取付部径 35 ~ 68mm ・3 点ネジ止めができる形状の実体顕微鏡
色温度	6,400K
リング照明の調光	調光可能
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	7W
動作環境	気温 0°C ~ 40°C、湿度 20-80%未満 (直射日光の当たらない所での使用、W.D. 60-120mm でご使用ください。結露なきこと)