

変倍式実体顕微鏡 AR-N シリーズ

総合倍率 10X/20X 20X/40X 10X/30X の 3モデル

対物レンズ 2段階切り替え 1X/2X タイプ、1X/3X タイプ、2X/4X タイプ の3機種ご用意しております。
また、それぞれの機種に、標準セット・架台+LED リング照明セット・LED 落射・透過照明架台セットを
ご用意しております。



① 変倍式実体顕微鏡
標準セット(標準架台付属)



② 変倍式実体顕微鏡
架台+LED リング照明セット



③ 変倍式実体顕微鏡
LED 落射・透過照明架台セット

変倍式実体顕微鏡 各種組み合わせ一覧		対物レンズ		
		1X/2X 切替	1X/3X 切替	2X/4X 切替
① 標準セット (架台付き)	型番	AR-N12	AR-N13	AR-N24
	価格	58,000 円	58,000 円	58,000 円
② 架台+ LED リング照明セット セット LED 型番 : LED-R48	型番	AR-N12-48	AR-N13-48	AR-N24-48
	価格	74,000 円	74,000 円	74,000 円
③ LED 落射・透過照明 架台セット	型番	AR-N12-B3W	AR-N13-B3W	AR-N24-B3W
	価格	74,000 円	74,000 円	74,000 円
共通仕様	鏡体	双眼変倍式		
	作動距離	100mm		
	接眼レンズ	10X (視野数 20)		
	鏡体胴回り	φ 76mm		
共通オプション	接眼レンズ 15 倍 WF15X	18,000 円 (2 個 1 組)		
	接眼レンズ 20 倍 WF20X	18,000 円 (2 個 1 組)		

※本カタログ内製品の仕様・外観については予告なく変更する場合があります。 ※本カタログ内の価格表記は税抜価格です。